







# Reagenzien für die Immunhämatologie

							
		BAG Health Care GmbH Dr. Andreas Kuhrober Kuhrober.Andreas@bag-healthcare.com www.bag-healthcare.com		DIAGAST Nicolas Vieville contact@diagast.com www.diagast.com		Grifols Deutschland GmbH Bernd Steinbacher bernd.steinbacher@grifols.com www.grifols.com	
Produktgruppe und Spezifität		Reagenz	Verfahren	Reagenz	Verfahren	Reagenz	Verfahren
Antiseren	AB0 (Anti-A, Anti-B, Anti-AB)	mon	m	mon	m/a	mon	m/a
	Anti-A1	Lek	m	∅		Lek	m/a
	Anti-H	mon	m	∅		mon	m/a
	Anti-c, -C, -D, -e, -E	mon	m/a (D nur m)	mon	m/a	mon	m/a
	Anti-CDE	∅		mon	m/a	pol	m
	Anti-D inkomplett	∅		mon	m/a	mon/pol	m/a
	Anti-Cw	mon/pol		mon	m	mon	m/a
	Anti-Kell	mon/pol	m/a	mon	m/a	mon/pol	m/a
Untergruppen	Anti-M	mon	m	mon	m	mon	m/a
	Anti-N	mon	m	mon	m	mon	m/a
	Anti-S	mon/pol	m	mon	m/a	mon/pol	m/a
	Anti-s	pol	m	mon	m/a	mon/pol	m/a
	Anti-P1	mon	m	mon	m	pol	m
	Anti-Lea	mon	m	mon	m	mon	m/a
	Anti-Leb	mon	m	mon	m	mon	m/a
	Anti-Fya	pol	m	mon	m/a	mon/pol	m/a
	Anti-Fyb	pol	m	pol	m/a	mon/pol	m/a
	Anti-Jka	mon/pol	m	mon	m/a	mon	m/a
	Anti-Jkb	mon/pol	m	mon	m/a	mon	m/a
	Anti-k (Cellano)	pol	m	ab 2014 mon	ab 2014 m/a	mon/pol	m/a
	Anti-Kpa	pol	m	∅		pol	m/a
	Anti-Kpb	pol	m	∅		pol	m/a
	Anti-Lua	pol	m	∅		pol	m/a
Anti-Lub	pol	m	∅		pol	m/a	
Besonderheiten, Alleinstellungsmerkmale	Weitere Untergruppen, Spezialitäten, Verstärkermedien	Anti-Wra, -Xga Bromelin, Chloroquin BAG-Elutions-Kit		AK Suchtest, LISS, Papain, Bromelin, D-Screen (Partiell D Identifizierung), D Totem, Anti-IgG/C3d		Anti-Coa, Anti-Cob, Anti-Dia, Anti-Wra, Anti-Xga; D Combi (mon + pol); AK-Suchtests Anti-IgG/C3d, IgA, IgM, C3d, C3, C4 Anti-Jsb	
	Kontrollmaterialien, Suchzellen	Rh-Kontrolle (mon)		ABD-RHK Kontrolle (HEMA CQI) AkS Kontrolle (SERA CQI) Rh-Kontrolle (mon) Polyclonal Kontrolle		Rh-Kontrolle (mon)	
	Testsysteme	Bedside-Test: ELDONCARD		Eigenes Automationssystem QWALYS 3; magnetisierte Technologie-Reagenzien für Automationssystem PK7300 (Beckman Coulter); Bedside-Tests. Alle Produkte in Vertriebspartnerschaft mit Macopharma (siehe S. 95)		Eigene Automatisierungssysteme Erytra und WADiana 8XT für Gel-Agglutinationssystem DG Gel; MDmulticard; BLOODchip	

Legende:

Reagenz: mon = monoklonaler Antikörper, pol = polyklonaler Antikörper, Lek = Lektin, Phy = Phytoagglutinin

Verfahren: m = manuell, a = automatisiert

 <b>LOXO</b> GMBH IMMUNBIOLOGIE · BIOCHEMIE PRODUKTE UND SYSTEME		 <b>Mast Group</b>		Ortho Clinical Diagnostics <small>PART OF THE Johnson-Johnson FAMILY OF COMPANIES</small>			
LOXO GmbH Jürgen Hämmerl info@loxo.de  www.loxo.de		Mast Diagnostica GmbH Edith Krines krines@mast-diagnostica.de  www.mast-diagnostica.com		Ortho-Clinical Diagnostics GmbH Wolfgang Stier wstier@its.jnj.com  www.orthoclinical.com		SIFIN Institut für Immunpräparate und Nährmedien GmbH Martina Vasel vasel@sifin.de www.sifin.de	
Reagenz	Verfahren	Reagenz	Verfahren	Reagenz	Verfahren	Reagenz	Verfahren
mon	m	mon	m/a	mon	m/a	mon	m/a
Lek	m	Lek	m/a	Phy	m	mon/Lek	m
mon/Lek	m	mon/Lek	m/a	mon	m	mon/Lek	m
mon	m	mon	m/a	mon	m/a	mon	m/a
∅		mon	m/a	pol	m	∅	
mon	m	∅		mon	m/a	∅	
mon	m	∅		mon	m	mon	m/a
mon/pol	m	mon/pol	m/a	mon/pol	m	mon	m/a
mon	m	mon	m/a	mon	m	mon	m
mon	m	mon	m/a	mon/pol	m	mon	m
mon/pol	m	mon	m/a	mon	m/a	mon	m
mon	m	pol	m/a	mon	m/a	mon	m
mon/pol	m	mon	m/a	mon/pol	m	pol	m
mon	m	mon	m/a	mon	m	mon	m
mon	m	mon	m/a	mon	m	mon	m
pol	m	pol	m/a	mon/pol	m/a	pol	m
pol	m	pol	m/a	pol	m/a	pol	m
mon/pol	m	mon	m/a	mon	m/a	mon/pol	m
mon/pol	m	mon	m/a	mon	m/a	mon/pol	m
pol	m	mon/pol	m/a	pol	m	pol	m
pol	m	pol	m/a	pol	m	pol	m
pol	m	pol	m/a	pol	m	pol	m
pol	m	pol	m/a	pol	m	pol	m
pol	m	pol	m/a	pol	m	pol	m
AK-Suchtest Anti-IgG/C3d. Anti-Vw, -Js/b, -Wr/a, -Co/b, -Co/a, -Xg/a, -Di/a. LISS, Bromelin, Rinderalbumin, Coombs-Serum		AK-Suchtest anti-IgG/IgM/C3c/ C3d; Albumin, Bromelin, LISS, Papain; Anti-Dia		AK-Suchtest AHG/IgG (mon/ pol); Anti-Xga		AK-Suchtest anti-IgG/C3d; Bromelin, LISS, Papain	
Rh-Kontrolle, Bromelin-Kontroll- reagenz		2er- und 3er-Suchzellen, Serum-Gegenprobe A1/A2/B/0. Pelicheck, Pelicontrol und mono- klonale Rh-Kontrolle					
Bedside-Tests: AB0, AB0+D		Automationssystem Magister in Vertriebspartnerschaft mit San- quin (siehe S. 95)		Eigenes Automationssystem AutoVue (siehe S. 95)		Bedside-Tests: AB0, AB0 + D. Reagenzien für Automations- system PK7200 und PK7300 (Beckman Coulter) inklusive Anti-D (Cat. VI+)	

Die Tabelle stellt laut Artikel 9 Bayerisches Pressegesetz eine Anzeige dar, sie basiert auf Herstellerangaben und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.