

Patientensicherheit hat höchste Priorität

Thermo
SCIENTIFIC

Die Kennzeichnung der Proben ist in jedem pathologischen Labor ein kritischer und zeitaufwändiger Schritt.


Neue Lösungen basieren auf unserer Erfahrung mit Kunden wie Ihnen. Der benutzerfreundliche **Thermo Scientific™ SlideMate™ AS** ermöglicht Ihnen, Objektträger direkt am Mikrotom zu bedrucken. Auf Abruf.

Sie reduzieren damit das Risiko eines Fehlers bei der Patientenidentifikation und verbessern die Arbeitsabläufe.

In Verbindung mit dem **Thermo Scientific™ PrintMate™ AS** Kassettendrucker gestalten Sie einen optimierten Prozess, der Ihnen die Effizienz bietet, die Sie möchten – und die Patientensicherheit, die Sie brauchen.

Optimierte Arbeitsabläufe

• Effizient mit thermoscientific.com



PrintMate AS
Kassettendrucker
Geringe Stellfläche für Druck
direkt im Zuschnitt



SlideMate AS
Objektträgerdrucker
Druck direkt auf den Objektträger
Verringert die
Fehlerwahrscheinlichkeit und
optimiert den Ablauf

Bitte sprechen Sie uns an:
Tel. 06103-4081232

sales.ap.dreieich@thermofisher.com